



Precisão e conforto de última geração no menor e mais leve gravador de MAPA do mercado. O Mini MAPA Micromed é integrado ao software Hyperview, disponibiliza quadro com evolução dos resultados e oferece a possibilidade de análise de 9 gráficos em uma única tela. A comunicação com o computador é feita por leitor infravermelho. O equipamento possui ainda detecção automática do manguito e sistema de segurança que evita que o paciente desligue o gravador acidentalmente.



Compatível com sistema de telecardiologia Thundera*
*Serviço/módulo comercializado à parte



Compatível com prontuários eletrônicos*



Homologado e certificado pela ANVISA



Qualidade da Marca Micromed

Seu Kit Mini MAPA 1805 contém:



01 gravador



01 manguito tamanho M (24 - 32 cm)



01 cinto



01 bolsa em neoprene para o gravador



01 Cabo de comunicação Infravermelho

Requisitos mínimos para utilização:

- ▶ Micro ou notebook que tenha Windows 7 Profissional, Windows 8.1 Pro ou Windows 10 Pro (todos em suas versões 32 e 64 bits) instalado;
- ▶ Processador: Intel I3, I5 ou I7 – o uso de processadores de outras marcas e/ou modelos não foi homologado;
- ▶ Memória RAM – 4GB;
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Monitor/Placa de vídeo com resolução acima de XVGA – Formato Wide;
- ▶ Mouse e Teclado;
- ▶ 01 porta USB para o cabo infravermelho;
- ▶ Impressora Jato de tinta ou Laser (colorida ou não) compatível com o Windows. Caso a impressora seja colorida, o traçado do exame também poderá ser colorido.
- ▶ Estabilizador ou Nobreak de 600 KVA (impressora jato de tinta) ou de 1,2 KVA para impressoras Laser;