

Eletrocardiógrafo digital de 3, 12 ou 13 derivações simultâneas para realização de teste de esforço e cardiopulmonar, totalmente integrado à esteira Centurion 300 e aos analisadores de gases Metalyzer 3B e Metamax, permitindo a visualização do traçado de ECG e análise de gases em uma única tela. A comunicação do equipamento com o computador é realizada via Bluetooth, proporcionando maior liberdade para pacientes, médicos e auxiliares. Se necessário, o paciente pode ser removido da esteira e ainda submetido a desfibrilação, sem necessidade de desconexão dos equipamentos.



Homologado e
certificado pela ANVISA



Qualidade da
Marca Micromed

Seu Kit Ergo PC Elite Air contém:



01
Eletrocardiógrafo
Ergo PC Elite Air



01
Base de carregamento
de bateria



01
Cabo paciente
11 vias



01
Cabo extensor
USB



01 Cabo
Micro USB



01
Belt Clip



01
Adaptador Bluetooth USB

Requisitos mínimos para utilização:

- ▶ Micro ou notebook que tenha Windows 7 Profissional, Windows 8.1 Pro ou Windows 10 Pro (todos em suas versões 32 e 64 bits) instalado;
- ▶ Processador: Intel I3, I5 ou I7 – o uso de processadores de outras marcas e/ou modelos não foi homologado;
- ▶ Memória RAM – 4GB;
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Monitor/Placa de vídeo com resolução acima de XVGA – Formato Wide;
- ▶ Mouse e Teclado;
- ▶ 04 portas USB – 1(uma) para o Adaptador Bluetooth USB, outra para a Esteira Centurion 300 (se for o caso), outra para o Metalyzer/Metamax e, por fim, uma para a chave USB (Dongle) do MetaStudio;
- ▶ Impressora jato de tinta ou laser compatível com Windows.
- ▶ Estabilizador ou Nobreak de 600 KVA (impressora jato de tinta) ou de 1,2 KVA para impressoras Laser.

Manual do Usuário e o Software Ergo PC Elite Air disponíveis no site:

www.micromed.ind.br/ergopc-elite-air