



AS MELHORES SOLUÇÕES E TECNOLOGIA

DICOM

Padronize as informações de métodos gráficos para uso em todas as plataformas

O Módulo DICOM pode ser incorporado aos sistemas de HOLTER, MAPA, ECG e Teste de Esforço, nas Linhas AIR e USB.



A MICROMED, mais uma vez antecipando-se ao futuro, incorporou em seus sistemas o **Módulo DICOM** – Comunicação de Imagens Digitais em Medicina – que permite a inclusão de módulos gráficos aos prontuários eletrônicos com padronização técnica que garante seu uso em qualquer plataforma, para visualização via web, impressão e armazenamento em qualquer tipo de servidor.

Conheça mais sobre esta nova tecnologia e suas possibilidades em nosso website.



Facilidade na exportação dos exames com 1 clique e sem instalações extras – Solução de DICOM nativa e integrada nos softwares de HOLTER, MAPA, ECG e Teste de Esforço



Flexibilidade para ajustar no PACS a forma de operação do hospital ou clínica – Personalização de AeTitles, Modality, Portas



Facilidade de iniciar um exame a partir de uma lista de pacientes e armazenar no prontuário – Integração com worklist



Possibilidade de enviar exames via telecardiologia, receber o laudo e salvá-lo no prontuário do paciente no PACS – DICOM + Telecardiologia para HOLTER, MAPA, ECG e Teste de Esforço



Menor tamanho de arquivo e melhor qualidade no traçado – Exames de HOLTER, MAPA, ECG e Teste de Esforço podem ser armazenados no PACS em formato PDF ou JPEG



Possibilidade de efetuar os exames sem estar conectado à rede – Worklist Offline no ECG



Possibilidade de realizar um exame de emergência e depois associá-lo a um paciente na worklist – Protocolo de urgência (porta-eletrô)

Thundera

Elevando a telecardiologia a um novo patamar



Mobilidade e liberdade para emissão de laudos à distância – Centrais em notebooks



Geração de relatórios • Estatísticas de produtividade • Tabela financeira • Gestão técnica – Exclusiva plataforma administrativa online, com ferramentas adicionais de gestão



Emissão de laudos de ECG através de qualquer plataforma e sistema operacional, com acesso a internet, podendo utilizar Notebooks, SmartPhones e Tablets – Função Laudo Web



Ampla modalidade de Laudos via Telecardiologia – Compatível com HOLTER, MAPA e ECG



Envio de exame e recebimento de laudo de forma automática – Softwares integrados com a telecardiologia



Permite emissão de laudos com maior exatidão e fidelidade ao exame – Mantém a qualidade da imagem na transmissão



Permite acesso quando necessário, com segurança das informações – Exames e laudos salvos na nuvem



Facilidade de download e Impressão de laudos em qualquer computador com acesso a internet, com controle de login e senha – Função Remoto Web



Integração entre worklist, telecardiologia e prontuário do paciente (PACS) – DICOM + telecardiologia para HOLTER, MAPA e ECG

Sistema inteligente de controle de fluxo de exames e retorno de laudos em nuvem



- Todos os laudos são automaticamente enviados para o ponto remoto que gerou os exames;
- Atualização automática tanto do software que fica no Ponto Central, quanto do software que fica no ponto remoto, com redução de custos de TI;
 - O sistema é capaz de enviar exames e laudos de HOLTER, MAPA e ECG utilizando apenas um software;
 - O Thundera Web que permite total administração dos exames e laudos do seu serviço. A necessidade de contratação de pessoal administrativo é reduzida comparativamente a outros sistemas de telecardiologia;
- Emissão de relatórios gerenciais por cruzamento de dados que podem ser exportados em PDF ou XLS (Tabela do Excel);
- Permite que seu serviço envie mensagens para todos ou alguns pontos selecionados, diminuindo custos com ligações;
 - Relatório de pagamento de remuneração por tipo de exame e por período;
- Estatísticas de exames a repetir por ponto remoto e por motivo. Facilita a tomada de decisões tanto por parte da Central quanto dos pontos remotos.



Central de Relacionamento

Comercial – 0800 643 2727

Cientes Corporativos

11 3080.8060

61 3304.1221 | 11 98518.0163 | 61 99312.2739 | 61 98106.0118

Clinicas e Médicos

Regional I Norte, Nordeste e Centro-Oeste (incluindo Distrito Federal)

61 3304.1221

61 98177.0363 | 61 98177.0365 | 61 99312.2705

Regional II - Sul e Sudeste

11 3080.8060

11 97652.5587 | 61 98177.0364 | 61 98381.0308

www.micromed.ind.br

Representante