

Centurion 300

Mais Desempenho

Única esteira do mercado com conexão USB. Controle automático digital, possibilitando infinitos protocolos.

Mais Fácil de Manter

Tudo nas esteiras Centurion foi projetado para permitir rápida e fácil manutenção.

Mais Design

A resistência e a leveza do alumínio aliadas ao moderno design, colocam a Centurion 300 em um novo patamar de esteiras para uso médico.



Suporta pacientes até 200kg – Estrutura robusta e resistente



Liberdade e conforto na execução do exame – Maior área de voo da categoria



Comunicação direta com o computador, facilitando a instalação – Saída USB Nativa



Possibilidade de inúmeras variações de protocolos – Velocidade regulável de 0 a 18 km/h, com inclinação de até 26%, precisão decimal



Não necessita lubrificação, reduzindo os custos de manutenção – Sistema de cinta com fricção reduzida



Diagnóstico rápido de eventuais problemas – Sinalização operacional de LED



Design arrojado e inovador – Estrutura esbelta, com acabamento em alumínio



Conforto e segurança ao paciente – Pegadores laterais bem posicionados



Operação silenciosa – Projeto elétrico, motor e estrutura diferenciados



Central de Relacionamento

Comercial – 0800 643 2727

Cientes Corporativos

11 3080.8060

61 3304.1221 | 11 98518.0163 | 61 99312.2739 | 61 98106.0118

Clinicas e Médicos

Regional I Norte, Nordeste e Centro-Oeste (incluindo Distrito Federal)

61 3304.1221

61 98177.0363 | 61 98177.0365 | 61 99312.2705

Regional II - Sul e Sudeste

11 3080.8060

11 97652.5587 | 61 98177.0364 | 61 98381.0308

www.micromed.ind.br

Representante