



Nomad Gravador

A evolução do Holter

O Clube do Holter Nomad Digital é uma solução que tem como objetivo fazer com que seus exames NUNCA PAREM. Aderindo ao Clube, você contará com equipamentos sobressalentes, cabos extras, manutenção turbo e descontos em compras futuras.

Sistema desenvolvido para oferecer mais agilidade à sua rotina diária



Melhor qualidade de sinal do mercado – Cabo blindado, produzido com o mesmo padrão de qualidade do Teste de Esforço



Durável e Resistente – Placa de 3 camadas com resina antioxidante, gabinete selado por ultrassom e polímero plástico de alta resistência



Compacto e Elegante – Design moderno e diferenciado



Leve e fácil de usar – Dispensa o uso de parafusos e encaixes pré-moldados



Confiável: paciente não consegue desligar o equipamento – Não possui botão para desligar



Suporte VIP exclusivo Clube do Holter – Equipamentos back-up, cabos extra, manutenção turbo, garantia estendida, calibração e muito mais



Diagnóstico de alto nível à distância – Conexão inteligente com a Telecardiologia Thundera*



Integração com prontuário eletrônico – Comunicação de Imagens Digitais em Medicina – DICOM*



Confiança da marca Micromed – Empresa brasileira, líder em soluções para cardiologia, com 25 anos de mercado

*Opcional

Nomad


Analizador

Mais Tempo para Você

Cuidadosamente projetado para emitir laudos mais rapidamente. A análise é feita de forma lógica, intuitiva e bem organizada. Explore todo o poder da ferramenta de laudo NOMAD.

Mais Rapidez

Exclusivo Índice de Qualidade do Sinal, trabalhando em conjunto com o mapeamento 3D, permite que o médico tenha uma visão geral do exame em poucos segundos.



Velocidade de análise e rapidez na identificação de arritmias – Algoritmos precisos



Fácil detecção de supra ventriculares e fibrilação atrial de curta duração e outras arritmias – Tacograma preciso para identificação de distúrbios de ritmo



Rápida visualização do exame pré-análise e precisão para identificar arritmias isoladas – Módulo 3D exclusivo



Liberdade na criação de classes para separar morfologias específicas – Identificação de morfologias por semelhança personalizável



Rápida detecção visual de apneia do sono, causadora de vários males – Módulo de apneia de sono nativa



Nova forma, veloz e precisa, de analisar exames de MARCAPASSO – Análise de marcapasso pela morfologia e não por espículas



Rapidez e facilidade na entrega de laudos/resultados. Não precisa se preocupar com logo e para quem o laudo vai – Conexão inteligente com a Telecardiologia Thundera*



Integração com prontuário eletrônico – Comunicação de Imagens Digitais em Medicina – DICOM*



Confiança da marca Micromed – Empresa brasileira, líder em soluções para cardiologia, com 25 anos de mercado

*Opcional



Central de Relacionamento

Comercial – 0800 643 2727

Cientes Corporativos

11 3080.8060

61 3304.1221 | 11 98518.0163 | 61 99312.2739 | 61 98106.0118

Clinicas e Médicos

Regional I Norte, Nordeste e Centro-Oeste (incluindo Distrito Federal)

61 3304.1221

61 98177.0363 | 61 98177.0365 | 61 99312.2705

Regional II - Sul e Sudeste

11 3080.8060

11 97652.5587 | 61 98177.0364 | 61 98381.0308

www.micromed.ind.br

Representante