


DICOM

Padronize as informações de métodos gráficos para uso em todas as plataformas

O Módulo DICOM pode ser incorporado aos sistemas de Holter, MAPA, ECG e Teste de Esforço, nas Linhas AIR e USB.



A MICROMED, mais uma vez antecipando-se ao futuro, incorporou em seus sistemas o **Módulo DICOM** – Comunicação de Imagens Digitais em Medicina – que permite a inclusão de módulos gráficos aos prontuários eletrônicos com padronização técnica que garante seu uso em qualquer plataforma, para visualização via web, impressão e armazenamento em qualquer tipo de servidor.

Conheça mais sobre esta nova tecnologia e suas possibilidades em nosso website.



Facilidade na exportação dos exames com 1 clique e sem instalações extras – Solução de DICOM nativa e integrada nos softwares de ECG/ MAPA/HOLTER e Ergometria



Flexibilidade para ajustar no PACS a forma de operação do hospital ou clínica – Personalização de AeTitles, Modality, Portas



Facilidade de iniciar um exame a partir de uma lista de pacientes e armazenar no prontuário – Integração com worklist



Possibilidade de enviar exames via Telecardiologia, receber o laudo e salvá-lo no prontuário do paciente no PACS – DICOM + Telecardiologia para HOLTER, MAPA, ECG e Teste de Esforço



Menor tamanho de arquivo e melhor qualidade no traçado – Exames de HOLTER, MAPA, ECG e Teste de Esforço podem ser armazenados no PACS em formato PDF ou JPEG



Possibilidade de efetuar os exames sem estar conectado à rede – Worklist Offline no ECG



Possibilidade de realizar um exame de emergência e depois associá-lo a um paciente na worklist – Protocolo de urgência (porta-eletrô)



Central de Relacionamento

Comercial – 0800 643 2727

Cientes Corporativos

11 3080.8060

61 3304.1221 | 11 98518.0163 | 61 99312.2739 | 61 98106.0118

Clinicas e Médicos

Regional I Norte, Nordeste e Centro-Oeste (incluindo Distrito Federal)

61 3304.1221

61 98177.0363 | 61 98177.0365 | 61 99312.2705

Regional II - Sul e Sudeste

11 3080.8060

11 97652.5587 | 61 98177.0364 | 61 98381.0308

www.micromed.ind.br

Representante