

ErgoPC 13

O teste de esforço mais inteligente do mercado nas versões USB e Bluetooth

O ErgoPC 13 para Windows reúne as mais avançadas tecnologias disponíveis para a realização do Teste de Esforço Computadorizado (TE).

Nosso TE foi desenvolvido para que seu uso seja extremamente fácil. O software é intuitivo e não requer um encadeamento de eventos.



Melhor sinal da categoria – Cabo blindado, confeccionado em TPU (poliuretano), livre de interferências da rede elétrica



Permite maior liberdade de layout e utilização – Equipamentos com tecnologia bluetooth, sem fio



Permite rápido carregamento da bateria (aproximadamente 1h) – Bateria recarregável de Lítio-Íon com grande autonomia de funcionamento (12h)



Proteção para cardioversão – Dispositivo interno contra descargas elétricas



Liberdade de movimento ao paciente – Beltclipe colocado na cintura



Leve, compacto, durável e bonito – Design inovador



Versatilidade na execução do exame (protocolo de rampa configurável • opção de 3, 12 ou 13 derivações • CM5 real • criação na biblioteca de laudos).



Alta produtividade (preenchimento da anamnese e laudo durante a execução dos exames) – Arquitetura de Software flexível e completo



Integração com prontuário eletrônico – Comunicação de Imagens Digitais em Medicina – DICOM*



Confiança da marca Micromed – Empresa brasileira, líder em soluções para cardiologia, com 25 anos de mercado

*Opcional



Central de Relacionamento

Comercial – 0800 643 2727

Cientes Corporativos

11 3080.8060

61 3304.1221 | 11 98518.0163 | 61 99312.2739 | 61 98106.0118

Clinicas e Médicos

Regional I Norte, Nordeste e Centro-Oeste (incluindo Distrito Federal)

61 3304.1221

61 98177.0363 | 61 98177.0365 | 61 99312.2705

Regional II - Sul e Sudeste

11 3080.8060

11 97652.5587 | 61 98177.0364 | 61 98381.0308

www.micromed.ind.br

Representante