





ErgoPC

Eletrocardiógrafo de esforço

Eletrocardiógrafo de 13 derivações simultâneas para realização de teste de esforço, com filtros digitais que garantem maior qualidade do traçado. Permite o completo gerenciamento das informações dos pacientes e o registro e arquivamento de exames, tornando o atendimento personalizado, rápido e de grande qualidade. Possibilita monitoração continuada do paciente, mesmo em eventos de estresse.



-  **Registro - Anvisa**
-  **Padrão DICOM (Comercializado à parte)**
-  **Garantia do equipamento de 2 anos**
3 meses de garantia para os acessórios
-  **Registro - Anvisa**

Tamanho do kit: (70 x 250 x 250) mm | Peso: 0.9745kg

Seu Kit ErgoPC contém:



01 eletrocardiógrafo ErgoPC
(107 x 13,2 x 150) mm
(L x P x A)



01 cabo de comunicação USB



01 cabo de paciente 11 vias (DB-15)

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed:

- ▶ Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise 32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);
- ▶ Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou modelos não são homologados para esse software.;
- ▶ Memória RAM de 4GB ou superior;
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução;

- ▶ Portas USB: 1 porta para o Ergo PC e 1 porta para a esteira Centurion 300 (se necessário);
- ▶ Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou de 1.2 KVA para impressoras laser.

Os requisitos listados acima correspondem à utilização individual de cada software ou equipamento por estação. No caso de utilização de mais de uma solução no mesmo hardware, entre em contato para receber as orientações sobre as especificações recomendadas.

Não garantimos o funcionamento no sistema operacional do IOS. Máquinas virtuais ou simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

Manual do Usuário e o Software do Ergo PC disponíveis no site: www.micromed.ind.br