

Mini MAPA

Monitor ambulatorial da pressão arterial

Precisão e conforto de última geração no menor e mais leve gravador de MAPA do mercado. O Mini MAPA Micromed é integrado ao software Hyperview, disponibiliza quadro com evolução dos resultados e oferece a possibilidade de análise de 8 gráficos em uma única tela.

Possui exclusivo índice de rigidez arterial com o objetivo de identificar precocemente o risco cardiovascular. A comunicação com o computador é feita por leitor infravermelho. O equipamento ainda possui detecção automática do manguito e sistema de segurança que evita que o paciente desligue o gravador acidentalmente.



- **Telemedicina nativa Micromed (Comercializado à parte)**
- **Padrão DICOM (Comercializado à parte)**
- **Índice de rigidez arterial**

- **Registro - Anvisa**
- **Garantia de 2 anos**
- **Comunicação por infravermelho**

Tamanho do kit: 140 x 250 x 250 mm | Peso: 0,8235

Seu Kit Mini MAPA contém:



01 gravador

95x73x31 mm
(L x P x A)



01 manguito tamanho G



01 cinto



01 bolsa em neoprene para o gravador



01 cabo de comunicação infravermelho

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed:

- ▶ Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise 32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);
- ▶ Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou modelos não são homologados para esse software.;
- ▶ Memória RAM de 4GB ou superior;
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução;

- ▶ 01 porta USB para o cabo infravermelho;
- ▶ Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou de 1,2 KVA para impressoras laser.

Os requisitos listados acima correspondem à utilização individual de cada software ou equipamento por estação. No caso de utilização de mais de uma solução no mesmo hardware, entre em contato para receber as orientações sobre as especificações recomendadas.

Manual do Usuário e o Software Hyperview disponíveis no site: www.micromed.ind.br