

Wincardio

Eletrocardiógrafo de repouso

Eletrocardiógrafo digital de 12 derivações simultâneas para realização de exame de repouso, com filtros que garantem maior qualidade do traçado. Seu software possui detecção automática do eletrocardiógrafo, guia de sintomas e comorbidades na anamnese. Possibilita o registro e arquivamento dos exames e a impressão do laudo na mesma página do registro, tornando o atendimento personalizado, rápido e de maior qualidade.



- **Telemedicina nativa Micromed (Comercializado à parte)**
- **Registro - Anvisa**
- **Software Laudo Interpretativo (Comercializado à parte)**

- **Padrão DICOM (Comercializado à parte)**
- **Garantia do equipamento de 2 anos**
3 meses de garantia para os acessórios

Seu Kit Wincardio contém:

Tamanho do kit: (140 x 250 x 250) mm | Peso: 1,3995kg



01 eletrocardiógrafo Wincardio USB
(15 x 110 x 130) mm
(A x L x P)



01 cabo de comunicação USB



04 cardioclips



06 pêras de sucção com eletrodo precordial



01 cabo paciente 10 vias (DB-15)

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed:

- ▶ Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise 32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);
- ▶ Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou modelos não são homologados para esse software.;
- ▶ Memória RAM de 4GB ou superior;
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução;

- ▶ 01 porta USB para o Eletrocardiógrafo Wincardio;
- ▶ Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou de 1,2 KVA para impressoras laser.

Os requisitos listados acima correspondem à utilização individual de cada software ou equipamento por estação. No caso de utilização de mais de uma solução no mesmo hardware, entre em contato para receber as orientações sobre as especificações recomendadas.

Não garantimos o funcionamento no sistema operacional do IOS. Máquinas virtuais ou simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

Manual do Usuário e o Software Wincardio disponíveis no site: www.micromed.ind.br